

Podignute stranice / zatvorena vrata



Pomozite da beba
ostane na toplom i
sigurnom

Nemojte se
udaljavati dok je
stranica spuštена
ili dok su vrata
otvorena



Skenirajte ovaj QR kod
kako biste pogledali kratki
5-minutni videozapis o
otvaranju i zatvaranju
otvora vrata i spuštanju/
podizanju stranica

gehealthcare.com

Vrata otvora morate
povući svaki put kad
se ploča uz krevet ili
otvor zatvori da biste
bili sigurni da su vrata
otvora zakopčana.



ZAKOPČANO

NEZAKOPČANO



ZAKOPČANO



NEZAKOPČANO

Ploču uz krevet morate
povući svaki put kad se
ploča zatvori da biste
bili sigurni da je ploča
zakopčana.

Crveni jezičak pokazuje
da zasun **nije** zakopčan.

Ploču uz krevet
morate povući svaki
put kad se ploča
zatvori da biste bili
sigurni da je ploča
zakopčana.

Crveni jezičak
pokazuje da zasun **nije**
zakopčan.



ZAKOPČANO



NEZAKOPČANO